

HYTEST PRO

Hijyen, Temizlik ve Alerjen Kontrolleri için Hızlı Protein Kalıntısı Test Kiti



Hyttest Pro; organik (alerjenler dahil olmak üzere) ve kimyasal tüm kirlilikleri 2 dakika gibi çok kısa bir sürede tespit edebilen test kitidir.

Yüzeylede kalan gıda maddesi artıkları temizlik prosedürlerindeki eksikliklerin göstergesidir. Uzaklaştırılmamış kalıntılar bakteri, küf ve mayalar için uygun üreme ortamını oluştururlar. Gözle görülmesi mümkün olmayan bu kalıntılar, gıdaların bozulmasına sebep olabilir ve insan sağlığı için tehlikelidir.

Gıda kalıntıları mikroorganizmaların üremesini sağlayarak gıda güvenliğini riske atmanın yanı sıra maddi kayıplara da sebep olmaktadır.

Hyttest Pro; yüzeylerinizde biyolojik kirliliği kontrol etmenizi sağlayarak ürünlerinizi ve müşterilerinizi korumanıza yardımcı olan hızlı, basit, güvenilir bir test kitidir.

KULLANIM ALANLARI

- * Gıda ve İçecek Üretim Tesisleri
- * Yiyecek Sunumu Yapan İşletmeler
- * Konuk Ağırlama Tesisleri
- * Tıp, Diş ve Veterinerlik Hizmetleri Veren Kurumlar
- * Laboratuvar ve Sağlık Merkezleri
- * Eğitim Kurumları
- * Kozmetik, İlaç ve Yem Fabrikaları

**Günlük Temizlik Kontrollerinde
Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında
HACCP, BRC gibi Özel Standartların Uygulanmasında
Hizmet İçi Eğitimlerde
Bayi, Şube ve Tedarikçi Denetimlerinde**



Neden Hytest Pro kullanılmalı?

- * Protein kalıntısı kalmayacak şekilde temizlenmiş bir alanda mikrobiyolojik üreme olması mümkün değildir. Temizlik etkinliğinizi gözlemlemek gıda güvenliği kazalarını önlemede size yardımcı olur.
- * Kullanımı kolaydır, özel bir eğitim ve enstrüman gerektirmez. İki dakikadan kısa bir sürede, çoğu zaman saniyeler içerisinde, renk dönüşümü ile sonuç verir.
- * Temizken turuncu renkte olan solüsyon protein varlığında (düşük protein'de açık mavi'den, protein arttıkça koyu yeşile doğru renk değişimi olur), alkol bazlı temizlik ürünü tayininde (parlak uçuk yeşil), klor varlığında (renksiz) renk değiştirerek kirliliğin miktarı ve sebebi ile ilgili bilgi verir. Anında gerekli önlemleri alabilmenizi sağlar.
- * 0,02 mg protein varlığını ölçebilecek hassasiyetteki teknolojisi ile tutarlı ve güvenilir sonuçlar verir.
- * Uzun raf ömrü (18 ay) ve düşük paket adedi (30 adet) sayesinde israf olmaz.
- * Özel tasarlanmış yapısı kullanım sırasında atık üretmez. Kullanım sonrası plastik malzeme olarak çöpe atılabilir.
- * Hytest Pro, DiaTek için Japonya'da üretilmektedir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

